

Set di trocars monouso one-step



Ogni set di trocars monouso Sterimedix si compone di 3 trocars, ognuno premontato su un apposito manico inseritore antiscivolo, di uno stabilizzatore/marcatore sclerale 3,5 mm e di una cannula per infusione utilizzabile sia per BSS sia per fluidi viscosi.

I trocars monouso Sterimedix sono provvisti di valvola autosigillante e garantiscono una perfetta tenuta e una ridotta traumatizzazione dei tessuti.

I set di trocars monouso Sterimedix sono prodotti in uno speciale polimero plastico, silicone e acciaio inossidabile di grado medicale.

Nome Commerciale

Set di trocars per chirurgia vitreoretinica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Strumenti chirurgici per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Istruzioni per l'uso

Fare riferimento alle specifiche istruzioni accluse ad ogni confezione.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 5 set di trocars monouso.

Ogni set è confezionato singolarmente in vassoio e apposita busta sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.





Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Set di trocars monouso one-step 23 gauge - Confezione 5 pezzi <ul style="list-style-type: none">• tre trocars one-step valvole autosigillanti premontati in inseritore• una cannula per infusione BSS/fluidi viscosi tubo lunghezza 185 mm• un marcatore sclerale / stabilizzatore ampiezza 3,5 mm	SM4510	M4510	1211605/R
Set di trocars monouso one-step 25 gauge - Confezione 5 pezzi <ul style="list-style-type: none">• tre trocars one-step valvole autosigillanti premontati in inseritore• una cannula per infusione BSS/fluidi viscosi tubo lunghezza 185 mm• un marcatore sclerale / stabilizzatore ampiezza 3,5 mm	SM4515	M4515	1211608/R
Set di trocars monouso one-step 23 gauge - Confezione 5 pezzi <ul style="list-style-type: none">• tre trocars one-step valvole autosigillanti premontati in inseritore• un marcatore sclerale / stabilizzatore ampiezza 3,5 mm	SM4512	M4512	In corso
Set di trocars monouso one-step 25 gauge - Confezione 5 pezzi <ul style="list-style-type: none">• tre trocars one-step valvole autosigillanti premontati in inseritore• un marcatore sclerale / stabilizzatore ampiezza 3,5 mm	SM4517	SM4517	In corso

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 1.2 Regola 2 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q020499

Trocar Sets					
Provides three entry conduits to the posterior segment of the eye, to facilitate the introduction of various micro surgical ophthalmic instruments .					
M4510	23 G		23 G	One-step trocar set containing: • 3 x self-sealing valved trocars • 1 x 3.5mm scleral fixation plate • 1 x 185mm BSS infusion	BOX 5
M4515	25 G		25 G	One-step trocar set containing: • 3 x self-sealing valved trocars • 1 x 3.5mm scleral fixation plate • 1 x 185mm BSS infusion	5
NEW M4512	23 G		23 G	One-step valved trocar cannula & scleral fixation plate	5
NEW M4517	25 G		25 G	One-step valved trocar cannula & scleral fixation plate	5

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 3-04/06/2020