

## Sedia operatoria per chirurgo



Progettata espressamente per la microchirurgia, la sedia operatoria CBM assicura al chirurgo una perfetta, ergonomica e confortevole posizione di lavoro.



La sedia operatoria CBM per microchirurgia può essere equipaggiata con una coppia di braccioli (opzionali) ed è disponibile nelle versioni con sedile ergonomico a sella o con sedile rotondo (tamburello).



## Caratteristiche tecniche

- Struttura colonna in acciaio cromato
- Sedile ergonomico a sella ( a richiesta: sedile rotondo) con imbottitura interna e rivestimento in similpelle
- Regolazione dell'altezza del sedile con sistema oleodinamico a comando a pedale e blocco rotazione
- Rotazione del sedile su 360° con possibilità di blocco
- Altezza del sedile regolabile da un minimo di 600 mm ad un massimo di 750 mm
- Baricentro abbassato per garantire la massima stabilità
- Base antiribaltamento a cinque razze in alluminio
- Ruote antistatiche pivotanti (2 provviste di freno) diametro 96 mm
- Schienale con imbottitura interna e rivestimento in similpelle, regolabile in altezza e profondità per il massimo del comfort
- Braccioli (opzionali) con imbottitura interna e rivestimento in similpelle, regolabili in altezza ed angolazione
- Portata massima = 150 Kg
- Dimensioni totali complessive (L x H x P) = 58 x 82/99 x 64 cm
- Peso (a vuoto) = 24 Kg

## Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

| Descrizione Prodotto  | Codice Prodotto | Codice Fabbricante | Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici |
|---|-----------------|--------------------|---|
| Sedia operatoria per microchirurgia   | CBM5094-1       | -                  | 38470/R   |
| Sedile ergonomico a sella   | CBM5095-S       | -                  | -   |
| Sedile rotondo (tamburello)   | CBM5095-T       | -                  | -   |
| Braccioli articolati estensibili, orientabili e rimovibili per sedia operatoria | CBM5094-100     | -                  | -   |

Dispositivo non invasivo - Classe I - Rif. 1.1 Regola 1 All. IX del D.L. 46/97  
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Z1212 - Codice CIVAB  
NON CLASSIFICATO

## Fabbricante

C.B.M. srl a socio unico - Italia

## Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



**C.B. Medical Srl** – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290  
PEC: [cbmedical@legalmail.it](mailto:cbmedical@legalmail.it) - email: [cbmedical@cbmedical.com](mailto:cbmedical@cbmedical.com) – [www.cbmedical.com](http://www.cbmedical.com)

Rev. 3-16/07/2020