

Marcatori sclerali



I marcatori sclerali per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in polipropilene copolimerizzato.

Nome Commerciale

Marcatore sclerale monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 marcatori monouso.

Ogni marcatore è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Marcatore sclerale monouso 3,5 mm / 4,0 mm lunghezza totale 80 mm

SM7500

M7500



119367/R

Stabilizzatore/marcatore sclerale 3,5 mm lunghezza totale 75 mm

SM7510

M7510

974726/R

M7500		3.5mm / 4.0mm	Scleral marker. 80mm long	BOX
M7510		3.5mm	Scleral fixation plate. 75mm long	10
				10

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q0290

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

