

## Manipoli per irrigazione e aspirazione coassiale



I manipoli e gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

### **Nome Commerciale**

Manipolo monouso per chirurgia oftalmologica.

### **Indicazioni d'uso**

Interventi di chirurgia oftalmica.

### **Avvertenze**

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

### **Sterilizzazione**

Ossido di Etilene (EO).

### **Confezionamento**

Ogni confezione contiene 5 manipoli monouso.

Ogni manipolo è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

### **Validità**

5 anni dalla data del confezionamento.

### **Conservazione**

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

### **Presenza di lattice naturale o derivati**

Latex Free.

<b>Descrizione Prodotto</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Codice Fabbricante</b>	<b>Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici</b>
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 16/21 gauge (1,60/0,81 mm) per incisione 2,7/2.8 mm punta retta	SM5580	M5580	119604/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 16/21 gauge (1,60/0,81 mm) per incisione 2,7/2.8 mm punta curva	SM5581	M5581	119612/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 16/21 gauge (1,60/0,81 mm) per incisione 2,7/2.8 mm punta angolata 45°	SM5582	M5582	119608/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 16/21 gauge (1,60/0,81 mm) per incisione 2,7/2.8 mm punta angolata 60°	SM5583	M5583	119609/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 16/21 gauge (1,60/0,81 mm) per incisione 2,7/2.8 mm punta angolata 90°	SM5584	M5584	119610/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 16/21 gauge (1,60/0,81 mm) per incisione 2,7/2.8 mm rivestimento soft punta retta	SM5560	M5560	1211506/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 16/21 gauge (1,60/0,81 mm) per incisione 2,7/2.8 mm rivestimento soft punta angolata 45°	SM5561	M5561	1211508/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 16/21 gauge (1,60/0,81 mm) per incisione 2,7/2.8 mm rivestimento soft punta angolata 60°	SM5562	M5562	1211509/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 16/21 gauge (1,60/0,81 mm) per incisione 2,7/2.8 mm rivestimento soft punta angolata 90°	SM5563	M5563	1211510/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 17/24 gauge (1,47/0,56 mm) per incisione 2,2 mm punta retta	SM5590	M5590	974766/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 17/24 gauge (1,47/0,56 mm) per incisione 2,2 mm punta curva	SM5591	M5591	974768/R

Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 17/24 gauge (1,47/0,56 mm) per incisione 2,2 mm punta angolata 45°	SM5592	M5592	974769/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 17/24 gauge (1,47/0,56 mm) per incisione 2,2 mm punta angolata 60°	SM5593	M5593	974771/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 17/24 gauge (1,47/0,56 mm) per incisione 2,2 mm punta angolata 90°	SM5594	M5594	974787/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 17/24 gauge (1,47/0,56 mm) per incisione 2,2 mm rivestimento soft punta retta	SM5570	M5570	1211513/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 17/24 gauge (1,47/0,56 mm) per incisione 2,2 mm rivestimento soft punta angolata 45°	SM5571	M5571	1211514/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 17/24 gauge (1,47/0,56 mm) per incisione 2,2 mm rivestimento soft punta angolata 60°	SM5572	M5572	1211515/R
Manipolo monouso per irrigazione e aspirazione coassiale 17/24 gauge (1,47/0,56 mm) per incisione 2,2 mm rivestimento soft punta angolata 90°	SM5573	M5573	1211516/R
Manipolo monouso per irrigazione con connettore luer lock maschio	SM1000	M1000	1211518/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q020699

### Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

### Distributore autorizzato





























C.B. Medical S.r.l.




**C.B. Medical Srl** – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290  
 PEC: [cbmedical@legalmail.it](mailto:cbmedical@legalmail.it) - email: [cbmedical@cbmedical.com](mailto:cbmedical@cbmedical.com) – [www.cbmedical.com](http://www.cbmedical.com)

Rev. 4-04/06/2020

## Coaxial Handpieces

M5592	17/24G		1.47 / 0.56mm	I/A handpiece for 2.2mm incisions	45° angled tip		BOX 5
M5593	17/24G		1.47 / 0.56mm	I/A handpiece for 2.2mm incisions	60° angled tip		5
M5594	17/24G		1.47 / 0.56mm	I/A handpiece for 2.2mm incisions	90° angled tip		5
M5591	17/24G		1.47 / 0.56mm	I/A handpiece for 2.2mm incisions	Curved tip		5
M5580	16/21G		1.6 / 0.81mm	I/A handpiece for 2.7 / 2.8mm incisions	Straight tip		5
M5582	16/21G		1.6 / 0.81mm	I/A handpiece for 2.7 / 2.8mm incisions	45° angled tip		5
M5583	16/21G		1.6 / 0.81mm	I/A handpiece for 2.7 / 2.8mm incisions	60° angled tip		5
M5584	16/21G		1.6 / 0.81mm	I/A handpiece for 2.7 / 2.8mm incisions	90° angled tip		5
M5581	16/21G		1.6 / 0.81mm	I/A handpiece for 2.7 / 2.8mm incisions	Curved tip		5
M5561	21G		0.81mm	Soft outer I/A handpiece for 2.7 / 2.8mm incisions	45° angled tip		5
M5562	21G		0.81mm	Soft outer I/A handpiece for 2.7 / 2.8mm incisions	60° angled tip		5
M5563	21G		0.81mm	Soft outer I/A handpiece for 2.7 / 2.8mm incisions	90° angled tip		5
M5571	24G		0.56mm	Soft outer I/A handpiece for 2.2mm incisions	45° angled tip		5
M5572	24G		0.56mm	Soft outer I/A handpiece for 2.2mm incisions	60° angled tip		5
M5573	24G		0.56mm	Soft outer I/A handpiece for 2.2mm incisions	90° angled tip		5

## Irrigating Microsurgical Handle

M1000		Irrigating Microsurgical Handle with female luer taper and a male luer lock connector	BOX 5
-------	---	---	----------