

## Manipoli infusione perfluorocarboni per chirurgia vitreoretinica



I manipoli e gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

### **Nome Commerciale**

Manipolo monouso per chirurgia oftalmologica.

### **Indicazioni d'uso**

Interventi di chirurgia oftalmica.

### **Avvertenze**

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

### **Sterilizzazione**

Ossido di Etilene (EO).

### **Confezionamento**

Ogni confezione contiene 5 manipoli monouso.

Ogni manipolo è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

### **Validità**

5 anni dalla data del confezionamento.

### **Conservazione**

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.


### **Presenza di lattice naturale o derivati**

Latex Free.

<b>Descrizione Prodotto</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Codice Fabbricante</b>	<b>Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici</b>
Manipolo monouso per aspirazione e infusione perfluorocarboni con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone e tubo di collegamento lunghezza 100 mm connettore luer lock	SM4498	M4498	119487/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q020499

Vitreoretinal Heavy Liquid Infusion Handles			
M4498		Heavy liquid infusion handle with finger control and a luer lok connection	BOX
			5

**Fabbricante**

Sterimedix Ltd - UK

**Distributore autorizzato**

C.B. Medical S.r.l.

