


Manipoli aspirazione passiva backflush per chirurgia vitreoretinica



I manipoli e gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Manipolo monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 5 manipoli monouso.

Ogni manipolo è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Manipolo monouso per aspirazione passiva con
funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio
in silicone e connettore luer lock - senza cannula

Codice Prodotto

SM4489

Codice Fabbricante

M4489

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

119476/R

Manipolo monouso per aspirazione passiva con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone e connettore luer lock - cannula retta 20 gauge x 1 1/4" (0,90 x 32 mm)	SM4496	M4496	119479/R
Manipolo monouso per aspirazione passiva con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone e connettore luer lock - cannula retta 23 gauge x 1 1/4" (0,64 x 32 mm)	SM4497	M4497	119480/R
Manipolo monouso per aspirazione passiva con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone e connettore luer lock - cannula retta 25 gauge x 1 1/4" (0,50 x 32 mm)	SM4500	M4500	970439/R
Manipolo monouso per aspirazione passiva con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone e connettore luer lock - cannula retta 27 gauge x 1 1/4" (0,40 x 32 mm)	SM4532	M4532	1584094/R
Manipolo monouso per aspirazione passiva con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone e connettore luer lock - cannula retta 20 gauge x 1 1/4" (0,90 x 32 mm) terminale protetto in silicone "soft tip"	SM4501	M4501	970436/R
Manipolo monouso per aspirazione passiva con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone e connettore luer lock - cannula retta 23 gauge x 1 1/4" (0,64 x 32 mm) terminale protetto in silicone "soft tip"	SM4502	M4502	970437/R
Manipolo monouso per aspirazione passiva con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone e connettore luer lock - cannula retta 25 gauge x 1 1/4" (0,50 x 32 mm) terminale protetto in silicone "soft tip"	SM4503	M4503	970438/R
Manipolo monouso per aspirazione passiva con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone e connettore luer lock - cannula retta 20 gauge x 1 1/4" (0,90 x 32 mm) terminale protetto in silicone "brush"	SM4491	M4491	119477/R
Manipolo monouso per aspirazione passiva con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone e connettore luer lock - cannula retta 23 gauge x 1 1/4" (0,64 x 32 mm) terminale protetto in silicone "brush"	SM4492	M4492	119478/R
Manipolo sterile monouso Sterimedix per aspirazione passiva con funzione riflusso (backflush) completo di serbatoio in silicone, connettore luer lock e cannula retta 25 gauge x 1 1/4 (0,50 x 32 mm) terminale protetto in silicone "brush"	SM4505	M4505	In corso

















Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q020499

Backflush Handles

M4489		Backflush handle for passive aspiration with finger control and a luer lok cannula connection	BOX
			5

'Active / Passive' Backflush Handles and Combination Sets

M4503 : SET	25 G 	25 G x 1 1/4" 0.5 x 32mm	'Active/passive' backflush handle with 25G soft tip cannula		BOX 5
M4502 : SET	23 G 	23 G x 1 1/4" 0.64 x 32mm	'Active/passive' backflush handle with 23G soft tip cannula		5
M4501 : SET	20 G 	20 G x 1 1/4" 0.9 x 32mm	'Active/passive' backflush handle with 20G soft tip cannula		5
NEW M4505 : SET	25 G 	25 G x 1 1/4" 0.5 x 32mm	'Active/passive' backflush handle with 25G silicone brush cannula		5
M4492 : SET	23 G 	23 G x 1 1/4" 0.64 x 32mm	'Active/passive' backflush handle with 23G silicone brush cannula		5
M4500 : SET	25 G 	25 G x 1 1/4" 0.5 x 32mm	'Active/passive' backflush handle with 25G aspiration cannula		5
M4497 : SET	23 G 	23 G x 1 1/4" 0.64 x 32mm	'Active/passive' backflush handle with 23G aspiration cannula		5
M4496 : SET	20 G 	20 G x 1 1/4" 0.9 x 32mm	'Active/passive' backflush handle with 20G aspiration cannula		5

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 4-04/06/2020