

Manipoli aspirazione "Charles" per chirurgia vitreoretinica



I manipoli e gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Manipolo monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 5 manipoli monouso.

Ogni manipolo è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Manipolo monouso per aspirazione "Charles Flute" senza cannula	SM4493	M4493	119484/R
Manipolo monouso per aspirazione "Charles Flute" completo di cannula retta 20 gauge x 1 1/4" (0,90 x 32 mm) foro terminale	SM4494	M4494	119485/R
Manipolo monouso per aspirazione "Charles Flute" completo di cannula retta 23 gauge x 1 1/4" (0,64 x 32 mm) foro terminale	SM4495	M4495	119486/R



Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q020499

Charles Flute Handles

M4493		'Active/passive' backflush handle with finger control. Allows conversion from active to passive aspiration.	BOX 5
-------	---	---	----------

Charles Flute Handles and Combination Sets

M4495 : SET	23 G 	23 G x 1 1/4" 0.64 x 32mm	'Charles' flute handle with 23G aspiration cannula	 BOX 5
-------------	--	------------------------------	--	---

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 4-04/06/2020