

Tonojet L900

Coni monouso per tonometro di Goldmann

Per una tonometria ad applanazione sicura e precisa.



Sicurezza per il paziente grazie ai nuovi coni monouso per tonometro Tonojet L900. Progettati per poter essere utilizzati su ogni tipo di tonometro ad applanazione (tipo Goldmann) ed utilizzati al posto dei coni riutilizzabili, i coni monouso per tonometro Tonojet L900 rappresentano la soluzione al problema della sterilizzazione dei prismi di misurazione "standard", allontanando definitivamente il rischio di trasmissione di agenti patogeni attraverso il film lacrimale.



Tonojet L900 presenta un'alta qualità ottica per un contrasto e una luminosità ottimali permettendo una misurazione più precisa e facile e portando le qualità ottiche di un prodotto monouso al livello di quelli di un cono riutilizzabile.

I coni monouso per tonometro Tonojet L900 sono provvisti di una speciale finitura opaca della superficie esterna atta a eliminare il rischio di riflessi indesiderati che potrebbero invalidare la precisione della misurazione.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

I coni monouso per tonometro di Goldmann Tonojet L900 sono confezionati singolarmente, sterili, in apposite buste contenute in scatola di cartone. Ogni confezione contiene 100 coni monouso Tonojet L900 e un foglietto illustrativo.

Il confezionamento primario permette di posizionare il cono sul tonometro senza toccarlo e mantenendolo sterile.

Validità

3 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

Il dispositivo si conserva a temperatura ambiente.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
TonoJet L900 - Coni monouso per tonometro di Goldmann	LU47124	147124	74975/R

Dispositivo non invasivo - Classe I - Rif. 1.1 Regola 1 All. IX del D.L. 46/97
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q0299

Fabbricante

Luneau Technology Operations - 2 rue Roger Bonnet - 27340 Pont de l'Arche - France

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

