

Cistotomi irrigatori



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medico, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Cistotomo irrigatore monouso 25 gauge x 5/8" (0,50 x 16 mm) modellato punta corta

SM3610S

M3610S

101870/R

Cistotomo irrigatore monouso 25 gauge x 5/8" (0,50 x 16 mm) modellato lati taglienti

SM3602

M3602

101874/R

Cistotomo irrigatore monouso 25 gauge x 5/8" (0,50 x 16 mm) modellato punta angolata 45°

SM3610C

M3610C









102432/R

Cistotomo irrigatore monouso 25 gauge x 5/8" (0,50 x 16 mm) angolato	SM3626A	M3626A	102445/R
Cistotomo irrigatore monouso 25 gauge x 5/8" (0,50 x 16 mm) modellato curva lunghezza ridotta	SM3627	M3627	102434/R
Cistotomo irrigatore monouso 25 gauge x 5/8" (0,50 x 16 mm) modellato capsuloressi	SM3000G	M3000G	102440/R
Cistotomo irrigatore monouso 25 gauge x 5/8" (0,50 x 16 mm) modellato curva lunghezza ridotta capsuloressi	SM3000D	M3000D	102442/R
Cistotomo irrigatore monouso 25 gauge x 5/8" (0,50 x 16 mm) modellato rovesciato	SM3629	M3629	102446/R
Cistotomo irrigatore monouso 25 gauge x 5/8" (0,50 x 16 mm) modellato	SM3610	M3610	101858/R
Cistotomo irrigatore monouso 27 gauge x 5/8" (0,40 x 16 mm) modellato	SM3610B	M3610B	101848/R
Cistotomo irrigatore monouso 27 gauge x 5/8" (0,40 x 16 mm) modellato capsuloressi	SM3000F	M3000F	102439/R
Cistotomo irrigatore monouso 27 gauge x 5/8" (0,40 x 16 mm) modellato curva lunghezza ridotta capsuloressi	SM3000E	M3000E	102441/R
Cistotomo irrigatore monouso 27 gauge x 5/8" (0,40 x 16 mm) angolato	SM3626	M3626	102444/R
Cistotomo irrigatore monouso 27 gauge x 5/8" (0,40 x 16 mm) modellato curva lunghezza ridotta	SM3627A	M3627A	102433/R
Cistotomo irrigatore monouso 27 gauge x 7/8" (0,40 x 22 mm) modellato	SM3615	M3615	102435/R
Cistotomo irrigatore endocapsulare monouso 27 gauge x 5/8" (0,40 x 16 mm) modellato (Joyce)	SM3001	M3001	In corso
Cistotomo irrigatore monouso 30 gauge x 5/8" (0,30 x 16 mm) modellato	SM3630	M3630	101812/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010502

Formed Capsularhexis Cystotomes

					BOX	
M3000F	27 G 	27 G x 5/8" 0.4 x 16mm	Cystotome. Formed		10	100
M3000G	25 G 	25 G x 5/8" 0.5 x 16mm	Cystotome. Formed		10	100
M3000E	27 G 	27 G x 5/8" 0.4 x 16mm	Cystotome. Short curve. Formed		10	100
M3000D	25 G 	25 G x 5/8" 0.5 x 16mm	Cystotome. Short curve. Formed		10	100

Formed Endocapsular Cystotome

					BOX	
NEW M3001	27 G 	27 G x 5/8" 0.4 x 16mm	Endocapsular cystotome. Formed. (Joyce)		10	100

Model	Gauge	Image	Specs	Type	Features	Image	BOX	
							10	100
M3630	30 G		30 G x 3/4" 0.3 x 16mm	Cystotome, Formed			10	100
M3610B	27 G		27 G x 3/4" 0.4 x 16mm	Cystotome, Formed			10	100
M3610	25 G		25 G x 3/4" 0.5 x 16mm	Cystotome, Formed			10	100
M3610S	25 G		25 G x 3/4" 0.5 x 16mm	Cystotome, Formed	Short tip		10	100
M3602	25 G		25 G x 3/4" 0.5 x 16mm	Cystotome, Formed	Side cutting		10	100
M3610C	25 G		25 G x 3/4" 0.5 x 16mm	Cystotome, Formed	Tip angled 35°		10	100
M3627A	27 G		27 G x 3/4" 0.4 x 16mm	Cystotome, Short curve, Formed			10	100
M3627	25 G		25 G x 3/4" 0.5 x 16mm	Cystotome, Short curve, Formed			10	100
M3626	27 G		27 G x 3/4" 0.4 x 16mm	Cystotome, Angled			10	100
M3626A	25 G		25 G x 3/4" 0.5 x 16mm	Cystotome, Angled			10	100
M3629	25 G		25 G x 3/4" 0.5 x 16mm	Cystotome, Formed	Reverse tip		10	100
M3615	27 G		27 G x 3/4" 0.4 x 22mm	Long cystotome, Formed			10	100

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 4-14/05/2020