


## Cannule per viscoespressione



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medico, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

### **Nome Commerciale**

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

### **Indicazioni d'uso**

Interventi di chirurgia oftalmica.

### **Avvertenze**

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

### **Sterilizzazione**

Ossido di Etilene (EO).

### **Confezionamento**

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

### **Validità**

5 anni dalla data del confezionamento.





### **Conservazione**

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

### **Presenza di lattice naturale o derivati**

Latex Free.

<b>Descrizione Prodotto</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Codice Fabbricante</b>	<b>Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici</b>
Cannula monouso 25 gauge x 7/8" (0,50 x 22 mm) curva punta a U piatta per viscoespressione (Corydon)	SM3899	M3899	103545/R
Cannula monouso 25 gauge x 7/8" (0,50 x 22 mm) curva punta a U tonda per viscoespressione (Corydon)	SM3899A	M3899A	103574/R

M3899	25 G 	25 G x 7/8" 0.5 x 22mm	Viscoexpression cannula	Flat tip angled 2mm from tip (Corydon)		BOX	
						10	100
M3899A	25 G 	25 G x 7/8" 0.5 x 22mm	Viscoexpression cannula	Round tip angled 1.8mm from tip (Corydon)		BOX	
						10	100

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010501

**Fabbricante**

Sterimedix Ltd - UK

**Distributore autorizzato**

C.B. Medical S.r.l.

