

Cannule per vie lacrimali



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione

Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Cannula monouso 21 gauge x 1 1/2" (0,81 x 38 mm) curva foro terminale

SM9274

M9274

99599/R

Cannula monouso 23 gauge x 1/2" (0,64 x 13 mm) retta punta conica foro laterale diametro 0,3 mm

SM9272

M9272

99603/R













Cannula monouso 25 gauge x 1 1/8" (0,50 x 29 mm) curva foro terminale

SM9277

M9277

99597/R

Cannula monouso 25 gauge x 7/8" (0,50 x 22 mm) retta foro laterale diametro 0,2 mm	SM9278	M9278	99609/R
Cannula monouso 26 gauge x 3/4" (0,45 x 20 mm) retta foro terminale	SM9275	M9275	88290/R
Cannula monouso 26 gauge x 1 1/4" (0,45 x 32 mm) curva foro terminale	SM9276	M9276	99592/R

M9275	26 G		26 G x 3/4" 0.45 x 20mm	Lachrymal cannula. Short straight		BOX	
						10	100
M9276	26 G		26 G x 1 1/4" 0.45 x 32mm	Lachrymal cannula. Curved		10	100
M9277	25 G		25 G x 1 1/8" 0.5 x 29mm	Lachrymal cannula. Curved		10	100
M9274	21 G		21 G x 1 1/2" 0.81 x 38mm	Lachrymal cannula. Curved		10	100
M9278	25 G		25 G x 7/8" 0.5 x 22mm	Lachrymal cannula. Straight	0.2mm side port 	10	100
M9272	23 G		23 G x 1/2" 0.64 x 13mm	Lachrymal cannula. Straight	0.3mm side port. Tapered tip 	10	100

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010502

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 4-04/06/2020