

Cannule per pulizia capsulare



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medico, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.









Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.





Descrizione Prodotto

Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici	
Cannula monouso 21 gauge x 7/8" (0,81 x 22 mm) terminale angolato sabbato foro laterale diametro 0,3 mm	SM8604B	M8604B	117102/R
Cannula monouso 21 gauge x 1" (0,81 x 25 mm) terminale angolato sabbato foro laterale diametro 0,3 mm	SM8604	M8604	117091/R







Cannula monouso 23 gauge x 7/8" (0,64 x 22 mm) terminale angolato sabbaiato foro laterale diametro 0,3 mm	SM8604A	M8604A	117100/R
Cannula monouso 23 gauge x 7/8" (0,64 x 22 mm) terminale angolato sabbaiato foro terminale a 0.5 mm dalla punta	SM8645	M8645	117104/R
Cannula monouso 23 gauge x 7/8" (0,64 x 22 mm) terminale angolato rivestito in silicone	SM8605A	M8605A	117113/R
Cannula monouso 23 gauge x 1" (0,64 x 25 mm) terminale curvo punta oliva	SM8620C	M8620C	117106/R
Cannula monouso 23 gauge x 1" (0,64 x 25 mm) terminale curvo punta oliva sabbaiata	SM8621	M8621	117107/R
Cannula monouso 25 gauge x 7/8" (0,50 x 22 mm) terminale angolato punta oliva sabbaiata	SM8622	M8622	117109/R
Cannula monouso 27 gauge x 7/8" (0,40 x 22 mm) terminale angolato rivestito in silicone	SM8605	M8605	117111/R
Cannula monouso 27 gauge x 7/8" (0,40 x 22 mm) terminale curvo rivestito in silicone	SM8608	M8608	117114/R

M8604A	23 G 	23 G x 7/8" 0.64 x 22mm	Capsule polisher. Angled	Angled 9mm from tip. Aspiration through 0.3mm side port. Micro-etched tip		BOX	
M8604	21 G 	21 G x 1" 0.81 x 25mm	Capsule polisher. Angled	Angled 12.5mm from tip. Aspiration through 0.3mm side port. Micro-etched tip		10	100
M8604B	21 G 	21 G x 7/8" 0.81 x 22mm	Capsule polisher. Angled	Angled 9mm from tip. Aspiration through 0.3mm side port. Micro-etched tip.		10	100
M8645	23 G 	23 G x 7/8" 0.64 x 22mm	Capsule scraper. Angled	Angled 0.5 & 7mm from tip. Micro-etched distal end.		10	100

Silicone Tipped Polishers

M8605	27 G 	27 G x 7/8" 0.4 x 22mm	Silicone tipped polisher. Angled			BOX	
M8605A	23 G 	23 G x 7/8" 0.64 x 22mm	Silicone tipped polisher. Angled			10	100

Olive Tipped Cannulas

M8622	25 G 	25 G x 1" 0.5 x 25mm	Olive tipped polisher. Angled	Angled 10mm from tip. Micro-etched tip.		BOX	
M8620C	23 G 	23 G x 1" 0.64 x 25mm	Olive tipped polisher. Curved			10	100
M8621	23 G 	23 G x 1" 0.64 x 25mm	Olive tipped polisher. Curved	Micro-etched tip		10	100

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010599

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 4-04/06/2020