

Cannule per irrigazione



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Cannula monouso 16 gauge x 1" (1,60 x 25 mm) terminale angolato 30° lunghezza 6,5 mm punta piatta orizzontale per irrigazione

SM9281

M9281

100780/R

Cannula monouso 19 gauge x 1" (1,10 x 25 mm) terminale angolato 32° lunghezza 8,0 mm punta piatta orizzontale per irrigazione (Bishop Harmon)

SM9280

M9280

96269/R

M9280	19 G 	19 G x 1" 1.1 x 25mm	Washout cannula. Angled. (Bishop Harmon)	Angled 32°, 8mm from tip. Tip flattened in the horizontal plane		10	100
M9281	16 G 	16 G x 1" 1.6 x 25mm	Washout cannula. Angled	Angled 30°, 6.5mm from the tip. Tip flattened in the horizontal plane		10	100

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010502

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

