

## Cannule per irrigazione e aspirazione



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medico, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

### Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

### Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

### Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

### Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

### Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. È inoltre disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

### Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

### Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

### Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

### Descrizione Prodotto

**Codice Prodotto**

**Codice Fabbricante**



**Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici**

Cannula monouso retta 21 gauge x 1 1/2" (0,81 x 38 mm) foro terminale

SM6611

M6611

104073/R

M6611	21 G 	21 G x 1 1/2" 0.81 x 38mm	I/A Straight Cannula		BOX 10 100
-------	--	------------------------------	----------------------	---	---------------

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L.  
46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010599

**Fabbricante**

Sterimedix Ltd - UK

**Distributore autorizzato**

C.B. Medical S.r.l.

