

## Cannule per irrigazione e aspirazione bimanuale



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

### **Nome Commerciale**

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

### **Indicazioni d'uso**

Interventi di chirurgia oftalmica.

### **Avvertenze**

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

### **Sterilizzazione**

Ossido di Etilene (EO).

### **Confezionamento**

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

### **Validità**

5 anni dalla data del confezionamento.

### **Conservazione**

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

### **Presenza di lattice naturale o derivati**

Latex Free.

### **Descrizione Prodotto**

### **Codice Prodotto**

### **Codice Fabbricante**

### **Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici**

Cannula monouso curva 21 gauge x 5/8"  
(0,81 x 16 mm) per aspirazione bimanuale  
foro laterale diametro 0,3 mm

SM6524

M6524

119621/R

Cannula monouso curva 21 gauge x 5/8"  
(0,81 x 16 mm) per irrigazione bimanuale  
foro terminale

SM5405

M5405

119577/R

Model	Gauge	Image	Dimensions	Description	Tip Detail	BOX		
						10	100	
M6524	21 G		21 G x 5/8" 0.81 x 16mm	Bimanual aspiration cannula. Curved	0.3mm top port		10	100
M5405	21 G		21 G x 5/8" 0.81 x 16mm	Bimanual aspiration cannula. Curved	45° bevelled tip		10	100

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L.  
46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010599

**Fabbricante**

Sterimedix Ltd - UK

**Distributore autorizzato**

C.B. Medical S.r.l.

