


Cannule per irrigazione e aspirazione canna doppia



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso.

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.







Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Cannula monouso 23 gauge x 23 gauge (0,64 x 0,64 mm) canna doppia foro laterale diametro 0,4 mm tubo silicone lunghezza 200 mm (Simcoe)	SM6613	M6613	In corso
Cannula monouso 23 gauge x 23 gauge (0,64 x 0,64 mm) canna doppia foro laterale diametro 0,4 mm tubo silicone lunghezza 270 mm (Simcoe)	SM6614	M6614	In corso
Cannula monouso 23 gauge x 23 gauge (0,64 x 0,64 mm) canna doppia foro laterale diametro 0,3 mm tubo silicone lunghezza 200 mm (Simcoe)	SM6617	M6617	In corso

NEW M6613	23 G 	23 G / 23 G 0.64 / 0.64mm	I/A Cannula Standard. 200mm silicone tubing. (Simcoe)	0.4mm port. 2.65 OD x 0.65 ID		BOX 10
NEW M6614	23 G 	23 G / 23 G 0.64 / 0.64mm	I/A Cannula Standard. 270mm silicone tubing. (Simcoe)	0.4mm port. 2.65 OD x 0.65 ID		10
NEW M6617	23 G 	23 G / 23 G 0.64 / 0.64mm	I/A Cannula Standard. 200mm silicone tubing. (Simcoe)	0.3mm port. 2.0 OD x 1.0 ID		10

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010502

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 4-04/06/2020