

Cannule per chirurgia vitreoretinica



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medico, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione

Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Cannule per iniezione/aspirazione non protette

Cannula monouso 20 gauge x 1 1/4" (0,90 x 32 mm) retta foro terminale per aspirazione e/o iniezione

SM4471

M4471

117137/R

Cannula monouso 23 gauge x 1 1/4" (0,64 x 32 mm) retta foro terminale per aspirazione e/o iniezione

SM4478

M4478

117136/R

Cannula monouso 23 gauge x 1 1/4" (0,64 x 32

SM4478B

M4478B

971622/R

mm) parete ultra sottile retta foro terminale per aspirazione e/o iniezione			
Cannula monouso 25 gauge x 1 1/4" (0,50 x 32 mm) retta foro terminale per aspirazione e/o iniezione	SM4477	M4477	117135/R
Cannula monouso 27 gauge x 1 1/4" (0,40 x 32 mm) retta foro terminale per aspirazione e/o iniezione	SM4486	M4486	1584087/R
<i>Cannule per iniezione/aspirazione protette "soft tip"</i>			
Cannula monouso 20 gauge x 1 1/4" (0,90 x 32 mm) retta terminale protetto in silicone "soft tip" lunghezza 1,0 mm	SM4457	M4457	353230/R
Cannula monouso 23 gauge x 1 1/4" (0,64 x 32 mm) retta terminale protetto in silicone "soft tip" lunghezza 2,0 mm	SM4458	M4458	117150/R
Cannula monouso 25 gauge x 1 1/4" (0,50 x 32 mm) retta terminale protetto in silicone "soft tip" lunghezza 1,0 mm	SM4456	M4456	971614/R
<i>Cannule per iniezione/aspirazione "brush"</i>			
Cannula monouso 20 gauge x 1 1/4" (0,90 x 32 mm) retta terminale protetto in silicone "brush" lunghezza 1,25 mm	SM4475	M4475	117148/R
Cannula monouso 20 gauge x 1 1/4" (0,90 x 32 mm) retta terminale protetto in silicone "short brush" lunghezza 0,50 mm	SM4475A	M4475A	117149/R
Cannula monouso 23 gauge x 1 1/4" (0,64 x 32 mm) retta terminale protetto in silicone "brush" lunghezza 0,70 mm	SM4459	M4459	117146/R
Cannula monouso 25 gauge x 1 1/4" (0,50 x 32 mm) retta terminale protetto in silicone "brush" lunghezza 0,70 mm	SM4449	M4449	1211557/R
<i>Cannule per olio di silicone</i>			
Cannula monouso 20 gauge x 9/32 (0,90 x 7 mm) retta foro terminale per fluidi viscosi	SM4454	M4454	1211528/R
Cannula monouso 23 gauge x 1/4" (0,64 x 8 mm) retta foro terminale punta angolata 60° per fluidi viscosi	SM4452	M4452	804718/R
Cannula monouso 23 gauge x 1/8" (0,64 x 4 mm) retta foro terminale per fluidi viscosi	SM4447	M4447	1467790/R
Cannula monouso 25 gauge x 1/4" (0,50 x 7 mm) retta foro terminale per fluidi viscosi	SM4453	M4453	971621/R
Cannula monouso 25 gauge x 1/8" (0,50 x 4 mm) retta foro terminale per fluidi viscosi	SM4448	M4448	1447789/R

Cannule doppia via per perfluorocarboni







Cannula monouso 20/25 gauge x 1 1/4" (0,90/0,50 x 32 mm) retta doppia coassiale per perfluorocarboni	SM4474	M4474	117138/R
Cannula monouso 23/30 gauge x 1 1/4" (0,64/0,30 x 32 mm) retta doppia coassiale per perfluorocarboni	SM4499	M4499	117140/R
Cannula monouso 25/30 gauge x 1 1/4" (0,50/0,30 x 32 mm) retta doppia coassiale per perfluorocarboni	SM4499A	M4499A	1211805/R







Cannule per fluido sottoretinico

Cannula monouso 20 gauge x 1 1/2" (0,90 x 38 mm) retta terminale in silicone flessibile lunghezza 6,0 mm per fluido sottoretinico	SM4410	M4410	117144/R
---	--------	-------	----------











Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010599









Silicone Brush Cannulas							
M4449	25 G 	25 G x 1 3/8" 0.5 x 35mm	Silicone brush	Silicone extends 0.7mm beyond end of cannula		BOX 10 100	
M4459	23 G 	23 G x 1 1/4" 0.64 x 32mm	Silicone brush	Silicone extends 0.7mm beyond end of cannula		10 100	
M4475	20 G 	20 G x 1 1/4" 0.9 x 32mm	Silicone brush	Silicone extends 1.25mm beyond end of cannula		10 100	

Soft Tip Cannulas							
M4456	25 G 	25 G x 1 1/4" 0.5 x 32mm	Soft tip	Silicone extends 1mm beyond end of cannula		BOX 10 100	
M4458	23 G 	23 G x 1 1/4" 0.64 x 32mm	Soft tip	Silicone extends 2mm beyond end of cannula		10 100	
M4457	20 G 	20 G x 1 1/4" 0.9 x 32mm	Soft tip	Silicone extends 1mm beyond end of cannula		10 100	







Vitreoretinal Cannulas

NEW M4486	27 G 	27 G x 1/4" 0.4 x 32mm	Aspiration cannula		BOX	
					10	100
M4477	25 G 	25 G x 1/4" 0.5 x 32mm	Aspiration cannula		10	100
M4478	23 G 	23 G x 1/4" 0.64 x 32mm	Aspiration cannula		10	100
M4478B	23 G 	23 G x 1/4" 0.64 x 32mm	Aspiration cannula	Ultra thin wall 	10	100
M4471	20 G 	20 G x 1/4" 0.9 x 32mm	Aspiration cannula		10	100

Viscous Fluid Infusion Cannulas

M4453	25 G 	25 G x 1/4" 0.5 x 7mm	Viscous fluid injection cannula		BOX	
					10	100
M4452	23 G 	23 G x 1/4" 0.64 x 8mm	Viscous fluid injection cannula	Bevelled tip 	10	100
M4447	23 G 	23 G x 1/25" 0.64 x 4mm	Viscous fluid injection cannula		10	100
M4448	25 G 	25 G x 1/25" 0.5 x 4mm	Viscous fluid injection cannula		10	100

Dual-Bore Cannulas

M4474	20/25 G 	0.9 / 0.5mm	Perfluorocarbon coaxial (dual bore) cannula		BOX	
					10	100
M4499	23/30 G 	0.64 / 0.3mm	Perfluorocarbon coaxial (dual bore) cannula		10	100
M4499A	25/30 G 	0.5 / 0.3mm	Perfluorocarbon coaxial (dual bore) cannula		10	100

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

CB MEDICAL
QUALITY AND INNOVATION IN MEDICAL DEVICES SINCE 1982



STERIMEDIX[®]
innovative single-use ophthalmic and aesthetic products

C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 5-04/09/2020