

Cannule per chirurgia refrattiva



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medico, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Cannula monouso 25 gauge x 7/8" (0,50 x 22 mm) terminale modellato lunghezza 7,0 mm foro terminale e sei fori laterali diametro 0,15 mm Lasik

SM2804

M2804

119357/R













Cannula monouso 25 gauge x 7/8" (0,50 x 22 mm) terminale angolato 45° punta piatta foro terminale e due fori laterali diametro 0,25 mm Lasik (Lin)

SM2801

M2801

119362/R

Cannula monouso 25 gauge x 1 1/8" (0,50 x 29 mm) terminale modellato foro terminale e due fori laterali diametro 0,2 mm Lasik (Buratto)	SM2802	M2802	119364/R
Cannula monouso 25 gauge x 7/8" (0,50 x 22 mm) terminale modellato lunghezza 7,0 mm sei fori laterali diametro 0,15 mm Lasik	SM2822	M2822	119360/R
Cannula monouso 26 gauge x 7/8" (0,45 x 22 mm) terminale modellato lunghezza 9,5 mm punta piatta spatolata foro terminale Lasik (Slade)	SM2824	M2824	489482/R
Cannula monouso 27 gauge x 7/8" (0,40 x 22 mm) terminale modellato lunghezza 9,0 mm foro terminale e quattro fori laterali diametro 0,15 mm Lasik	SM2817	M2817	119358/R

M2804	25 G 	25 G x 7/8" 0.5 x 22mm	Irrigating lasik cannula. Formed 7mm from tip	6 x 0.15mm ports at 2, 4 and 6mm from tip		BOX	
						10	100
M2817	27 G 	27 G x 7/8" 0.4 x 22mm	Irrigating lasik cannula. Formed 9mm from tip	4 x 0.15mm ports at 2 and 4mm from tip		10	100
M2822	25 G 	25 G x 7/8" 0.5 x 22mm	Irrigating lasik cannula. Formed 7mm from tip	6 x 0.15mm ports at 2, 4 and 6mm from closed tip		10	100
M2824	26 G 	26 G x 7/8" 0.45 x 22mm	Irrigating lasik cannula. Formed 9.5mm from tip. (Slade)	Spatulated tip		10	100
M2801	25 G 	25 G x 7/8" 0.5 x 22mm	Irrigating lasik cannula. Angled. (Lin)	Flattened tip 2 x 0.25mm ports		10	100
M2802	25 G 	25 G x 1 1/8" 0.5 x 29mm	Irrigating lasik cannula. Formed. (Buratto)	2 x 0.2mm ports		10	100

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010599

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 4-04/06/2020