

## Cannule per aspirazione corticale



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medico, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

### Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

### Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

### Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

### Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

### Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

### Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

### Conservazione

















A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

### Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Cannula monouso curva 23 gauge x 1/2" (0,64 x 12,5 mm) foro laterale diametro 0,3 mm	SM6576A	M6576A	103798/R
Cannula monouso curva 23 gauge x 7/8" (0,64 x 22 mm) foro laterale diametro 0,3 mm	SM6576	M6576	103768/R
Cannula monouso curva 23 gauge x 5/8" (0,64 x 16 mm) foro laterale diametro 0,3 mm	SM6575	M6575	103785/R
Cannula monouso curva 23 gauge x 5/8" (0,64 x 16 mm) foro laterale diametro 0,4 mm	SM6575A	M6575A	103797/R

Cannula monouso curva 23 gauge x 5/8" (0,64 x 16 mm) foro laterale diametro 0,3 mm	SM6575B	M6575B	In corso
Cannula monouso curva 23 gauge x 5/8" (0,64 x 16 mm) punta angolata foro terminale diametro 0,3 mm (Charleux)	SM6594	M6594	103805/R
Cannula monouso curva 23 gauge x 1/2" (0,64 x 12,5 mm) punta angolata foro terminale diametro 0,3 mm (Charleux)	SM6595	M6595	103813/R
Cannula monouso curva 24 gauge x 1/2" (0,56 x 12,5 mm) punta angolata foro terminale diametro 0,3 mm (Charleux)	SM6596	M6596	103808/R

Model	Gauge	Image	Dimensions	Description	Port	Image	BOX	
							10	100
M6576	23 G		23 G x 7/8" 0.64 x 22mm	Cortex extractor. Curved	0.3mm top port		10	100
M6575	23 G		23 G x 5/8" 0.64 x 16mm	Cortex extractor. Curved	0.3mm top port		10	100
M6575A	23 G		23 G x 5/8" 0.64 x 16mm	Cortex extractor. Curved	0.4mm top port		10	100
<b>NEW M6575B</b>	23 G		23 G x 5/8" 0.64 x 16mm	Cortex extractor. Curved	0.3mm top port		10	100
M6576A	23 G		23 G x 5/8" 0.64 x 16mm	Cortex extractor. Curved	0.3mm top port		10	100
M6594	23 G		23 G x 1/2" 0.64 x 12.5mm	Cortex extractor. Curved. (Charleux)	0.3mm bevelled end port		10	100
M6596	24 G		24 G x 1/2" 0.56 x 12.5mm	Cortex extractor. Curved. (Charleux)	0.3mm bevelled end port		10	100
M6595	23 G		23 G x 1/2" 0.64 x 12.5mm	Cortex extractor. Curved. (Charleux)	0.3mm bevelled end port		10	100

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010599

### Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

### Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



**C.B. Medical Srl** – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290  
 PEC: [cbmedical@legalmail.it](mailto:cbmedical@legalmail.it) - email: [cbmedical@cbmedical.com](mailto:cbmedical@cbmedical.com) – [www.cbmedical.com](http://www.cbmedical.com)

Rev. 4-04/06/2020