

## Cannule per anestesia sub tenoniana



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medico, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

### **Nome Commerciale**

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

### **Indicazioni d'uso**

Interventi di chirurgia oftalmica.

### **Avvertenze**

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

### **Sterilizzazione**

Ossido di Etilene (EO).

### **Confezionamento**

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

### **Validità**

5 anni dalla data del confezionamento.

### **Conservazione**

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

### **Presenza di lattice naturale o derivati**

Latex Free.

### **Descrizione**

#### **Prodotto**

#### **Codice Prodotto**

#### **Codice Fabbricante**

#### **Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici**

Cannula monouso 19 gauge x 1" (1,10 x 25 mm) curva punta piatta per anestesia sub tenoniana

SM0278

M0278

96246/R

Cannula monouso 20 gauge x 1" (0,90 x 25 mm) curva punta piatta per anestesia sub tenoniana

SM0279

M0279

803194/R

M0278	19 G 	19 G x 1" 1.1 x 25mm	Sub tenon cannula. Curved	Flattened tip		BOX	
M0279	20 G 	20 G x 1" 0.9 x 25mm	Sub tenon cannula. Curved	Flattened tip		10	100

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010599

**Fabbricante**

Sterimedix Ltd - UK

**Distributore autorizzato**

C.B. Medical S.r.l.

