

Anelli capsulari PMMA



Gli anelli di tensione capsulare AJL sono dispositivi medici utilizzati per stabilizzare la capsula durante la chirurgia della cataratta.

La funzione di questi impianti è quella di allargare la capsula in cui si trova il cristallino per consentire l'introduzione di una lente intraoculare e sono indicati nei casi di zonule deboli che presentano un rischio di retrazione della capsula.

Gli anelli capsulari AJL assicurano elevata flessibilità, ottima "memoria" e facilità di inserimento. Sono prodotti in polimetilmetacrilato PMMA (Perspex CQ) in colore chiaro, dispongono di due fori di posizionamento e sono disponibili in differenti diametri e adattabili quindi ai sacchi capsulari di ogni paziente.

Nome Commerciale

Anelli capsulari per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni anello capsulare è custodito in apposito contenitore, racchiuso in busta sterile ed in scatola di cartone.

Validità

4,5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Evitare l'umidità. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Materiale informatico (video online)

<https://www.youtube.com/watch?v=HCcqJA9j6Tc>

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Anello capsulare AJL monopezzo PMMA diametro 10,0 mm	AJC001002	AC001002	745367/R
Anello capsulare AJL monopezzo PMMA diametro 11,0 mm	AJC001102	AC001102	748767/R
Anello capsulare AJL monopezzo PMMA diametro 12,0 mm	AJC001202	AC001202	748768/R
Anello capsulare AJL monopezzo PMMA diametro 13,0 mm	AJC001302	AC001302	748787/R
Anello capsulare AJL monopezzo PMMA diametro 14,0 mm	AJC001402	AC001402	748789/R

Dispositivo impiantabile - Classe IIb - Rif. 2.4 Regola 8 All. IX del D.L. 46/97
 Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice P0380

Fabbricante

AJL Ophthalmic S.A. - Spagna

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

