

Aghi per anestesia retrobulbare



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
------------------------	---------------------------	--

Ago cannula monouso 23 gauge x 1 1/2" (0,60 x 38 mm) tipo Atkinson per anestesia retrobulbare

SM0638

M0638

100080/R

Ago cannula monouso 25 gauge x 1 1/2" (0,50 x 38 mm) per anestesia retrobulbare

SM0275

M0275

96215/R

Ago cannula monouso 25 gauge x 1 1/2" (0,50 x 38 mm) tipo Atkinson per anestesia retrobulbare

SM0637

M0637

100078/R

M0275	25 G 	25 G x 1½" 0.5 x 38mm	Retrobulbar. Tri-facet		BOX	
M0637	25 G 	25 G x 1½" 0.5 x 38mm	Retrobulbar (Atkinson)		10	100
M0638	23 G 	23 G x 1½" 0.64 x 38mm	Retrobulbar (Atkinson)		10	100

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010504

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

