

Aghi per anestesia peribulbare



Gli aghi cannula per chirurgia oftalmologica Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medico, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Nome Commerciale

Ago cannula monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 aghi cannula monouso. Per alcuni modelli è anche disponibile il confezionamento in scatole da 100 pezzi (il confezionamento secondario da 100 pezzi avrà come estensione del codice prodotto -100). *Il confezionamento da 100 pezzi affianca il confezionamento da 10 pezzi per favorire una maggiore sostenibilità ambientale, nell'ambito dei processi volti a ridurre il consumo di materiali per imballaggio.*

Ogni ago cannula è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Ago cannula monouso 23 gauge x 1 1/4" (0,64 x 32 mm) per anestesia peribulbare (Atkinson)	SM0643	M0643	100313/R
Ago cannula monouso 25 gauge x 1 1/4" (0,50 x 32 mm) per anestesia peribulbare (Atkinson)	SM0642	M0642	100311/R
Ago cannula monouso 25 gauge x 7/8" (0,50 x 22 mm) per anestesia peribulbare (Atkinson)	SM0642A	M0642A	100320/R

Ago cannula monouso 27 gauge x 7/8"
(0,40 x 22 mm) per anestesia peribulbare
(Atkinson)

SM0641

M0641











100318/R

Ago cannula monouso 27 gauge x 1 1/4"
(0,40 x 32 mm) per anestesia peribulbare
(Atkinson)

SM0641A

M0641A

96238/R

M0641A	27 G		27 G x 1 1/4" 0.4 x 32mm	Peribulbar (Atkinson)		10	100
M0642	25 G		25 G x 1 1/4" 0.5 x 32mm	Peribulbar (Atkinson)		10	100
M0643	23 G		23 G x 1 1/4" 0.64 x 32mm	Peribulbar (Atkinson)		10	100
M0641	27 G		27 G x 7/8" 0.4 x 22mm	Peribulbar (Atkinson)		10	100
M0642A	25 G		25 G x 7/8" 0.5 x 22mm	Peribulbar (Atkinson)		10	100

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L.
46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A010503

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 4-11/05/2020