



Bisturi monouso Susruta Phaco Slit



Le lame dei bisturi per chirurgia oftalmologica Susruta sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medico provvisto di rivestimento antiriflesso e il loro ridotto spessore, di soli 0,18 mm, favorisce l'agevole penetrazione. I manici sono fabbricati in ABS (Acrilnitrile Butadiene Stirene).

Nome Commerciale

Bisturi monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 microbisturi.

Ogni microbisturi è disponibile in apposita custodia protettiva "Safety Case" in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.

Validità

3 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 1,0 mm Bevel Up angolo di taglio 45°

SR1951022

1951022

In corso/R

Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 1,2 mm Bevel Up angolo di taglio 45°

SR1951222

1951222

1311869/R

Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 1,4 mm Bevel Up angolo di taglio 45°

SR1951422

1951422

In corso/R

Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 1,5 mm Bevel Up angolo di taglio 45°

SR1951522

1951522

86198/R

| | | | |
|--|-----------|---------|------------|
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 1,6 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1951622 | 1951622 | In corso/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 1,7 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1951722 | 1951722 | In corso/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 1,8 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1951822 | 1951822 | 299453/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 1,9 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1951922 | 1951922 | In corso/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 2,0 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1952022 | 1952022 | 1455314/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 2,2 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1952222 | 1952222 | 1455315/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 2,4 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1952422 | 1952422 | 1422847/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 2,5 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1952522 | 1952522 | 86211/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 2,65 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1952622 | 1952622 | 1362364/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 2,8 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1952822 | 1952822 | 86212/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 3,0 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1953022 | 1953022 | 86215/R |
| Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 3,2 mm Bevel Up angolo di taglio 45° | SR1953222 | 1953222 | 86218/R |

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02010103

Fabbricante

Susruta Instruments PVT. LTD. - India

Mandatario

Mr. Jayesh H. Patel Westholme Stores - United Kingdom

Distributore autorizzato

C.B. Medical Srl



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 2-16/07/2020