



Bisturi monouso Susruta Vitrectomia MVR



Le lame dei bisturi per chirurgia oftalmologica Susruta sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medicale provvisto di rivestimento antiriflesso. I manici sono fabbricati in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene).

Nome Commerciale

Bisturi monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 microbisturi.

Ogni microbisturi è disponibile in apposita custodia protettiva "Safety Case" in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.

Validità

3 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Bisturi monouso lama retta larghezza 19 gauge (1,10 mm)	SR1901912	1901912	87151/R
Bisturi monouso lama retta larghezza 20 gauge (0,90 mm)	SR1902012	1902012	87168/R
Bisturi monouso lama retta larghezza 23 gauge (0,90 mm)	SR1902312	1902312	1292286/R
Bisturi monouso lama angolata larghezza 19 gauge (1,10 mm)	SR1901942	1901942	In corso/R

Bisturi monouso lama angolata larghezza 20 gauge (0,90 mm)	SR1902042	1902042	1253095/R
Bisturi monouso lama angolata larghezza 23 gauge (0,90 mm)	SR1902342	1902342	1253096/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L.
46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q020102

Fabbricante

Susruta Instruments PVT. LTD. - India

Mandatario

Mr. Jayesh H. Patel Westholme Stores - United Kingdom

Distributore autorizzato

C.B. Medical Srl

