



Bisturi monouso Susruta Profondità Precalibrata



Le lame dei bisturi per chirurgia oftalmologica Susruta sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medico provvisto di rivestimento antiriflesso. I manici sono fabbricati in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene).

Nome Commerciale

Bisturi monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 microbisturi.

Ogni microbisturi è disponibile in apposita custodia protettiva "Safety Case" in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.

Validità

3 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Bisturi monouso lama retta satinata
profondità precalibrata 300 microns

SR1913002

1913002

1312393/R

Bisturi monouso lama retta satinata
profondità precalibrata 350 microns

SR1913502

1913502

In corso/R

Bisturi monouso lama retta satinata
profondità precalibrata 400 microns

SR1914002

1914002

In corso/R

Bisturi monouso lama retta satinata
profondità precalibrata 450 microns

SR1914502

1914502

In corso/R

Bisturi monouso lama retta satinata profondità precalibrata 500 microns	SR1915002	1915002	In corso/R
Bisturi monouso lama retta satinata profondità precalibrata 550 microns	SR1915502	1915502	In corso/R
Bisturi monouso lama retta satinata profondità precalibrata 600 microns	SR1916002	1916002	In corso/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02010101

Fabbricante

Susruta Instruments PVT. LTD. - India

Mandatario

Mr. Jayesh H. Patel Westholme Stores - United Kingdom

Distributore autorizzato

C.B. Medical Srl

