



## Bisturi monouso Susruta Incisione



Le lame dei bisturi per chirurgia oftalmologica Susruta sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medico provvisto di rivestimento antiriflesso. I manici sono fabbricati in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene).

### Nome Commerciale

Bisturi monouso per chirurgia oftalmologica.

### Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

### Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

### Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

### Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 microbisturi.

Ogni microbisturi è disponibile in apposita custodia protettiva "Safety Case" in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.

### Validità

3 anni dalla data del confezionamento.

### Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

### Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Bisturi monouso lama retta antiriflesso angolo di taglio 15°	SR1901502	1901502	86065/R
Bisturi monouso lama retta antiriflesso angolo di taglio 30°	SR1903002	1903002	86135/R
Bisturi monouso lama retta antiriflesso angolo di taglio 45°	SR1904502	1904502	86139/R
Bisturi monouso lama retta antiriflesso angolo di taglio 15° profondità precalibrata 3,0 mm	SR1910302	1910302	1567108/R
Bisturi monouso lama retta antiriflesso angolo di taglio 15° profondità precalibrata 5,0 mm	SR1910502	1910502	In corso/R

Bisturi monouso lama angolata destra antiriflesso angolo di taglio 15°	SR1901562	1901562	In corso/R
Bisturi monouso lama angolata sinistra antiriflesso angolo di taglio 15°	SR1901572	1901572	In corso/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L.  
46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02010101

**Fabbricante**

Susruta Instruments PVT. LTD. - India

**Mandatario**

Mr. Jayesh H. Patel Westholme Stores - United Kingdom

**Distributore autorizzato**

C.B. Medical Srl

