

Schirmer test



Schirmer Plus - Schirmer test in bande (filtri Whatman 41) di carta monouso, graduate, sterili.

Indicazioni d'uso

Diagnosi della secchezza dell'occhio attraverso la valutazione del film lacrimale. Prelievo delle lacrime per esame delle IgE.

Dispositivo diagnostico riservato all'uso di professionisti.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 100 Schirmer tests.

Ogni Schirmer test, composto da due bande, è confezionato singolarmente in apposita busta sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione

Prodotto

Schirmer test fiammiferi in carta sterili

Codice Prodotto

LU22101

Codice Fabbricante

-

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

141248/R

Dispositivo non invasivo - Classe I - Rif. 1.1 Regola 1 All. IX del D.L. 46/97
 Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q020705

Fabbricante

DINA-HITEX SPOL. s ro - Repubblica Ceca

Responsabile dell'immissione in commercio

Luneau Technology Operations - 2 rue Roger Bonnet - 27340 Pont de l'Arche - France

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.