

## Bisturi monouso Susruta Mazza Da Golf



Le lame dei bisturi per chirurgia oftalmologica Susruta sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medico provvisto di rivestimento antiriflesso. I manici sono fabbricati in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene).

### **Nome Commerciale**

Bisturi monouso per chirurgia oftalmologica.

### **Indicazioni d'uso**

Interventi di chirurgia oftalmica.

### **Avvertenze**

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

### **Sterilizzazione**

Ossido di Etilene (EO).

### **Confezionamento**

Ogni confezione contiene 10 microbisturi.

Ogni microbisturi è disponibile in apposita custodia protettiva "Safety Case" in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.

### **Validità**

3 anni dalla data del confezionamento.

### **Conservazione**

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

### **Presenza di lattice naturale o derivati**

Latex Free.

### **Descrizione Prodotto**

### **Codice Prodotto**

### **Codice Fabbricante**

### **Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici**

Bisturi monouso lama retta antiriflesso "mazza da golf"

SR1505702

1505702

87124/R

Bisturi monouso lama micro retta antiriflesso "mazza da golf"

SR1505712

1505712

1311626/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02010101

**Fabbricante**

Susruta Instruments PVT. LTD. - India

**Mandatario**

Mr. Jayesh H. Patel Westholme Stores - United Kingdom

**Distributore autorizzato**

C.B. Medical Srl

