



Bisturi monouso Susruta Crescent Knife



Le lame dei bisturi per chirurgia oftalmologica Susruta sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medico provvisto di rivestimento antiriflesso. I manici sono fabbricati in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene).

Nome Commerciale

Bisturi monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 microbisturi.

Ogni microbisturi è disponibile in apposita custodia protettiva "Safety Case" in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.

Validità

3 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Bisturi monouso lama angolata 55° antiriflesso larghezza 1,25 mm Bevel Up	SR1981222	1981222	86967/R
Bisturi monouso lama angolata 55° antiriflesso larghezza 2,3 mm Bevel Up	SR1982322	1982322	86988/R
Bisturi monouso lama angolata 55° antiriflesso larghezza 2,6 mm Bevel Up	SR1982622	1982622	87002/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02010102

Fabbricante

Susruta Instruments PVT. LTD. - India

Mandatario

Mr. Jayesh H. Patel Westholme Stores - United Kingdom

Distributore autorizzato

C.B. Medical Srl

