

Bisturi monouso Susruta Lama Rotonda



Le lame dei bisturi per chirurgia e microchirurgia Susruta sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medicale. I manici sono fabbricati in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene).

Nome Commerciale

Bisturi monouso per chirurgia e microchirurgia.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia e microchirurgia.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 microbisturi.

Ogni microbisturi è disponibile in apposita custodia protettiva "Safety Case" in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.

Validità

3 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

| | | | |
|---|-----------|---------|------------|
| Bisturi monouso retto lama rotonda antiriflesso larghezza 3,0 mm | SR1583002 | 1583002 | 1246716/R |
| Bisturi monouso angolato lama rotonda antiriflesso larghezza 3,0 mm | SR1583042 | 1583042 | 1312087/R |
| Bisturi monouso angolato lama rotonda antiriflesso allungata larghezza 3,0 mm | SR1583052 | 1583052 | In corso/R |

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02010101 - Codice Q02010102

Fabbricante

Susruta Instruments PVT. LTD. - India

Mandatario

Mr. Jayesh H. Patel Westholme Stores - United Kingdom

Distributore autorizzato

C.B. Medical Srl

