

Bisturi monouso Susruta Clear Cornea



Le lame dei bisturi per chirurgia oftalmologica Susruta sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medico provvisto di rivestimento antiriflesso. I manici sono fabbricati in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene).

Nome Commerciale

Bisturi monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 10 microbisturi.

Ogni microbisturi è disponibile in apposita custodia protettiva "Safety Case" in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.

Validità

3 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 2,65 mm Bevel Up angolo di taglio 45° con marcatura di riferimento	SR1962662	1962662	86227/R
Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 2,8 mm Bevel Up angolo di taglio 45° con marcatura di riferimento	SR1962862	1962862	86228/R
Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 3,0 mm Bevel Up angolo di taglio 45° con marcatura di riferimento	SR1963062	1963062	86232/R
Bisturi monouso lama angolata 45° antiriflesso larghezza 3,2 mm Bevel Up angolo di taglio 45° con marcatura di riferimento	SR1963262	1963262	86236/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L.
46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02010103

Fabbricante

Susruta Instruments PVT. LTD. - India

Mandatario

Mr. Jayesh H. Patel Westholme Stores - United Kingdom

Distributore autorizzato

C.B. Medical Srl

