

## Microspugnette triangolari assorbenti PVA



La linea di microspugnette assorbenti Sidapharm è prodotta in Polivinilalcol PVA, un materiale biocompatibile, altamente assorbente e resistente, che non rilascia fibre e possiede proprietà emostatiche. Le microspugnette sono un utensile morbido e assorbente per drenare i fluidi in eccesso. I manici sono fabbricati in polipropilene ad alta densità.

### Nome Commerciale

Microspugnette assorbenti monouso per chirurgia oftalmologica.

### Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Progettate per assorbire i fluidi e rimuovere i residui dal campo operatorio o dagli strumenti, durante un intervento di chirurgia oftalmica o microchirurgica.

### Sterilizzazione

Irradiazione Raggi Gamma 25kGy (R).

### Confezionamento

Le microspugnette sono confezionate in un sacchetto in alluminio sottovuoto da 5 pezzi e imballaggio sterile indipendente.

Disponibile in confezionamento secondario da 50 microspugnette monouso.

### Validità

5 anni dalla data del confezionamento

### Conservazione

A temperatura ambiente e al riparo dall'umidità. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

### Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.





<b>Descrizione Prodotto</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Codice Fabbricante</b>	<b>Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici</b>
-----------------------------	------------------------	---------------------------	--

Microspugnetta triangolare PVA monouso con manico alta densità colore viola – confezione da 50 pezzi (10 buste da 5 pezzi)

SID701-50

70001

1965525 /R

Dispositivo non invasivo - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97  
 Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice M040399 - Medicazioni Oftalmiche - Altre

**Fabbricante**

Sidapharm P.C. - Grecia

**Distributore autorizzato**

C.B. Medical S.r.l.



**C.B. Medical Srl** – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 Fax 02 48600290  
 PEC: [cbmedical@legalmail.it](mailto:cbmedical@legalmail.it) - email: [cbmedical@cbmedical.com](mailto:cbmedical@cbmedical.com) – [www.cbmedical.com](http://www.cbmedical.com)

Rev. 3-28/07/2020