

Tonometro TonoPen VET



Grazie alla sua avanzata tecnologia ed alla forma compatta, il tonometro ad applanazione TonoPen VET è uno strumento portatile, di facile utilizzo, che consente di rilevare la Pressione Intraoculare IOP.

La superficie di contatto ridotta ad un solo millimetro e la velocità di acquisizione di 500 punti al secondo assicurano di ottenere risultati tonometrici accurati, affidabili e riproducibili

La media di quattro misurazioni indipendenti e uno specifico software per l'analisi statistica dei risultati consentono di ottenere risultati affidabili e riproducibili.

Il luminoso display LCD consente una facile lettura dei risultati.

Le batterie Ocu-Cel ad alta capacità permettono l'acquisizione di circa 1200 misurazioni.

Specifici copri-punta OcuFilm, nella nuova versione di colore blu, proteggono il TonoPen dalla polvere, dai liquidi e da altri agenti potenzialmente nocivi, minimizzando il rischio di contaminazione.

Caratteristiche

- Tipo di trasduttore = Micro Stain Gauge
- Range di misura = da 5 a 80 mmHg
- Display = LCD

Specifiche tecniche

- Peso = 64 g
- Dimensioni (L x H x P) = 184 x 25 x 22 mm
- Alimentazione = 2 Batterie Ocu-Cel™

Rispondenza a specifiche tecniche

- Good Manufacturing Practices come stabilite dalla F.D.A. Americana
- Conforme alle normative IEC 601 Standard
- Direttive CE 93/42/EEC Allegato 2

Vantaggi

- Facile utilizzo per tutti gli operatori. È necessaria una formazione minima per diventare abili nell'ottenere misurazioni affidabili della Pressione Intraoculare IOP.
- Semplice utilizzo con un solo pulsante. Per effettuare una misurazione, è sufficiente premere una volta il pulsante.
- Indipendente dalla gravità. A differenza della maggior parte degli altri tonometri, solo il Tono-Pen® può essere utilizzato in qualsiasi posizione, rendendo facile misurare tutti i pazienti in qualsiasi condizione.
- Batteria a lunga durata. Le batterie OCU-CEL™ VET a lunga durata funzionano per circa 1.200 esami, garantendo che TONO-PEN VET sia pronto all'uso quando necessario.



- Utilizzo di specifici copri-punta Ocu-Film® monouso ed igienizzati. Questi dispositivi garantiscono un basso rischio di infezione da contaminazione incrociata. Proteggere il Tono-Pen® ed i vostri pazienti con un originale Ocu-Film® è importante. Monouso ed igienizzati, gli Ocu-Film® Reichert proteggono il vostro Tono-Pen®, e sono facili da applicare. L'utilizzo del marchio Reichert garantisce l'utilizzo di copri punta appositamente progettati per il corretto funzionamento del vostro Tono-Pen®. L'uso di copri punta non Reichert può causare letture del Tono-Pen® errate o imprecise e può risultare difficile ottenere misurazioni. I copri punta non originali possono anche contaminare il trasduttore Tono-Pen®, annullando la garanzia e rendendo necessaria una costosa manutenzione dello strumento. Gli Ocu-Film® sono approvati FDA.



Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Tonometro TonoPen VET completo di custodia, confezione di 4 batterie Ocu-Cel e confezione 150 OcuFilm

RE230635V

230635V

Batteria Ocu-Cel per Tonopen VET

RE230570

230570

Pennino di rimozione della batteria per Tono-Pen VET

RE23050140

23050140

Fabbricante

Reichert, Inc. - U.S.A.

Mandatario

Ametek GmbH - Germany

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



QUALITY AND INNOVATION IN MEDICAL DEVICES SINCE 1982

