

Copripunta Ocu-Film® per Tono-Pen®



Gli originali specifici copri-punta Ocu-Film®, nella nuova versione di colore blu, sono stati espressamente progettati come parte integrante dei Tono-Pen® e realizzati per assicurare la massima precisione ed affidabilità delle misurazioni.

Gli Ocu-Film® proteggono il Tono-Pen® dalla polvere, dai liquidi e da altri agenti potenzialmente nocivi, minimizzando il rischio di contaminazione incrociata - particolarmente importante ora nell'era COVID.

Gli OcuFilm sono individualmente ispezionati al 100%, sottoposti ad un processo di disinfezione ed igienizzazione (sanitized) e confezionati in buste singole o in sacchetti (bulk).

Proteggere il Tono-Pen® ed i vostri pazienti con un originale Ocu-Film® è importante. Monouso ed igienizzati, gli Ocu-Film® Reichert sono facili da applicare. Reichert offre copripunta che forniscono prestazioni e funzioni affidabili ad ogni misurazione. È importante avere uno spessore costante nell'area della punta del trasduttore in modo che il copri punta non influisca sulla misurazione dell'IOP. Reichert garantisce il controllo di questo spessore, a differenza di altre marche di copripunta: l'utilizzo del marchio Reichert garantisce l'utilizzo di copri punta appositamente progettati per il corretto funzionamento del vostro Tono-Pen®.

L'uso di copri punta non Reichert può causare letture del Tono-Pen® errate o imprecise e può risultare difficile ottenere misurazioni. I copri punta non originali possono anche contaminare il trasduttore Tono-Pen®, annullando la garanzia e rendendo necessaria una costosa manutenzione dello strumento. Gli Ocu-Film® sono approvati FDA.

Presenza di lattice naturale o derivati

Attenzione! Il prodotto contiene lattice naturale.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
OcuFilm Copri punta per tonometri Tonopen - Scatola (150 pezzi) – sanificati e confezionati singolarmente	RE230651	230651	64293/R
OcuFilm Copri punta per tonometri Tonopen - Sacchetto (bulk 600 pezzi) – sanificati e confezionati in un'unica busta	RE230653	230653	-

Dispositivo destinato alla diagnosi - Classe IIa - Rif. 3.2 Regola 10 All. IX del D.L.
46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice T030102

Fabbricante

Reichert, Inc. - U.S.A.

Mandatario

Ametek GmbH - Germany

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

