





Lenti intraoculari per oftalmologia veterinaria LIOCAN AJL



Le lenti intraoculari per oftalmologia veterinaria asferiche AJL sono disponibili in differenti lunghezze, per meglio adattarsi al bulbo oculare dell'animale.

Le lenti sono fabbricate in materiale acrilico e sono pieghevoli ed iniettabili.

	Potere diottrie	Diametro ottica (mm)	Lunghezza totale (mm)	Codice prodotto
Taglia XL				
	41	6,5	15,25	TXY651525
Taglia L				
	41	6,5	14,25	TXY651425
Taglia M				
	41	6,5	13,25	TXY651325

Taglia S



41 6,5 12,25 TXY651225

Taglia XS



41 6,5 11,25 TXY651125

Confezionamento

Ogni lente intraoculare è confezionata singolarmente in apposita busta sterile.

Sterilizzazione

A calore in autoclave.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Materiale informatico (video online)

<https://youtu.be/63YpwV0ebiA>

<https://www.youtube.com/watch?v=IIE4CIQY5HE>

<https://www.youtube.com/watch?v=-nTyFmRL42o>

Fabbricante

AJL Ophthalmic S.A. - Spagna

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

CB MEDICAL
QUALITY AND INNOVATION IN MEDICAL DEVICES SINCE 1982

