

Lame monouso in acciaio inossidabile Feather®




La linea di bisturi e lame FEATHER® è prodotta in acciaio inossidabile di alta qualità di grado medicale utilizzando una tecnologia di affilatura ad alta precisione.

La tecnologia di affilatura ottimizzata e l'accurata selezione dei materiali consentono la produzione di lame con bordi di taglio regolari ed ultra affilati.

Il processo di produzione standardizzato garantisce una dimensione costante dell'incisione minimizzando il rischio di lesioni tissutali durante l'incisione.

Questo rende i bisturi realizzati da FEATHER®, produttore di lame di fama mondiale, strumenti di precisione ideali, con la garanzia di assoluta sicurezza sia per gli utilizzatori che per i pazienti. Tutti i bisturi sono sterilizzati a raggi gamma e pronti per l'uso subito dopo l'apertura della confezione.



Tutte le impugnature sono progettate per avere un peso ottimale per garantire una presa e manipolazione sicura dello strumento.

La linea di lame per chirurgia Feather è stata progettata per consentire al chirurgo di ridurre al minimo la pressione esercitata sui tessuti durante gli interventi chirurgici ed è caratterizzata dall'elevata qualità dei materiali e dall'accuratezza della lavorazione.

Le lame sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medicale.

Nome Commerciale

Feather lama monouso

Indicazioni d'uso

Interventi invasivi e taglio tessuti in chirurgia, uso a breve termine. Le lame sono adatte a tutte le applicazioni chirurgiche

Avvertenze

Lama per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Irradiazione Raggi Gamma 25kGy (R).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 100 lame monouso.

Ogni lama è singolarmente racchiusa in apposito foglio di alluminio sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Lama Feather Stainless Steel Figura 10 sterile monouso	FHB10	10	57270/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 11 sterile monouso	FHB11	11	57284/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 12 sterile monouso	FHB12	12	57287/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 12D sterile monouso	FHB12D	12D	57290/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 14 sterile monouso	FHB14	14	57291/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 15 sterile monouso	FHB15	15	57295/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 15C sterile monouso	FHB15C	15C	57298/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 20 sterile monouso	FHB20	20	57301/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 21 sterile monouso	FHB21	21	57304/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 22 sterile monouso	FHB22	22	57307/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 23 sterile monouso	FHB23	23	57310/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 24 sterile monouso	FHB24	24	57313/R
Lama Feather Stainless Steel Figura 25 sterile monouso	FHB25	25	57316/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice V0103

Fabbricante

Feather Safety Razor CO. Ltd - Medical Division - Japan

Mandatario

pfm medical ag - Germany

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

