

## Lame monouso in acciaio al carbonio Feather®



La linea di bisturi e lame FEATHER® è prodotta in acciaio inossidabile di alta qualità di grado medicale utilizzando una tecnologia di affilatura ad alta precisione.

La tecnologia di affilatura ottimizzata e l'accurata selezione dei materiali consentono la produzione di lame con bordi di taglio regolari ed ultra affilati.

Il processo di produzione standardizzato garantisce una dimensione costante dell'incisione minimizzando il rischio di lesioni tissutali durante l'incisione.

Questo rende i bisturi realizzati da FEATHER®, produttore di lame di fama mondiale, strumenti di precisione ideali, con la garanzia di assoluta sicurezza sia per gli utilizzatori che per i pazienti. Tutti i bisturi sono sterilizzati a raggi gamma e pronti per l'uso subito dopo l'apertura della confezione.

Tutte le impugnature sono progettate per avere un peso ottimale per garantire una presa e manipolazione sicura dello strumento.

La linea di lame per chirurgia Feather è stata progettata per consentire al chirurgo di ridurre al minimo la pressione esercitata sui tessuti durante gli interventi chirurgici ed è caratterizzata dall'elevata qualità dei materiali e dall'accuratezza della lavorazione.

Le lame sono prodotte in acciaio al carbonio di grado medicale.

### **Nome Commerciale**

Feather lama monouso

### **Indicazioni d'uso**

Interventi invasivi e taglio tessuti in chirurgia, uso a breve termine.

### **Avvertenze**

Lama per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

### **Sterilizzazione**

Irradiazione Raggi Gamma 25kGy (R).

## Confezionamento

Ogni confezione contiene 100 lame monouso.

Ogni lama è singolarmente racchiusa in apposito foglio di alluminio sterile.

## Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

## Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

## Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Lama Feather Carbon Steel Figura 10 sterile monouso	FHBC10	10CS	61498/R
Lama Feather Carbon Steel Figura 11 sterile monouso	FHBC11	11CS	61501/R
Lama Feather Carbon Steel Figura 12 sterile monouso	FHBC12	12CS	61502/R
Lama Feather Carbon Steel Figura 15 sterile monouso	FHBC15	15CS	61505/R
Lama Feather Carbon Steel Figura 20 sterile monouso	FHBC20	20CS	61508/R
Lama Feather Carbon Steel Figura 21 sterile monouso	FHBC21	21CS	61510/R
Lama Feather Carbon Steel Figura 22 sterile monouso	FHBC22	22CS	61512/R
Lama Feather Carbon Steel Figura 23 sterile monouso	FHBC23	23CS	61513/R
Lama Feather Carbon Steel Figura 24 sterile monouso	FHBC24	24CS	61514/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice V0103

## Fabbricante

Feather Safety Razor CO. Ltd - Medical Division - Japan

## Mandatario

pfm medical ag - Germany

## Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

