

# OCULOPLASTIE


# OCULOPLASTIC SURGERY

Une gamme de sutures adaptées / Adapted sutures range



## AIGUILLES / NEEDLES

SP : Aiguille Spatulée / Spatula Needle



- Corps carré pour un meilleur contrôle de la profondeur du point
- Affûtage de précision
- Square body needle for a better control of the deepness of the knot
- Precise edges

RC : Aiguille Triangulaire / Reverse Cut Needle




- Pénétration parfaite des tissus
- Perfect tissues penetration

TC : Aiguille à Pointe de Précision / Tapercut Needle



- Corps carré pour un meilleur contrôle de la profondeur du point
- Pénétration précise et délicate des tissus
- Square body needle for a better control of the deepness of the knot
- Precise and delicate tissues penetration

TP : Aiguille Ronde de Précision / Taperpoint Needle



- Corps carré pour un meilleur contrôle de la profondeur du point
- Pointe ultra précise
- Square body needle for a better control of the deepness of the knot
- Ultra precise point



## FILS / THREADS

### Les résorbables / Absorbables

SINUSORB® : Tresse et monofil (9/0 et 10/0) d'acide polyglycolique (PGA)

- Tresse fine et compacte pour une souplesse accrue
- Très bonne tenue aux nœuds
- Temps de résistance : 28/35 jours

SINUSORB® : PGA braid and monofilament (9/0 and 10/0)

- Fine and compact braid for a greater softness
- Very good knot holding
- Strength retention time : 28/35 days

OPTIME® R : Tresse d'acide polyglycolique (PGA) traitée pour une résorption rapide

- Tresse fine et compacte pour une souplesse accrue
- Élimination spontanée des points
- Temps de résistance : 10/14 jours



OPTIME® R : Polyglycolic acid braid (PGA) especially treated for a quick absorption

- Fine and compact braid for a greater softness
- Spontaneous elimination of the suture
- Strength retention time : 10/14 days

### Les non résorbables / Non-absorbables

NYLON : Monofil de polyamide noir

- Sécurité du nylon

NYLON : Black polyamid monofilament

- Reliability of nylon

POLYPROPYLEN : Monofilament de polypropylène bleu

- Résistance idéale pour les points de fixation
- Glisse parfaite
- Mémoire très faible

POLYPROPYLEN : Blue polypropylene monofilament

- High resistance ideal for fixation points
- Perfect slide
- Minimal memory

SOIE NOIRE : Tresse de soie noire cirée

- Souplesse de la soie

BLACK SILK : Black braided waxed silk

- Softness of silk

PVDF : Monofilament de PVDF bleu

- Résistance élevée à la traction
- Élasticité idéale et mémoire infime
- Stabilité incomparable


PVDF : Blue PVDF monofilament

- Substantial tensile strength
- Exceptional elasticity and minimal memory
- Superior stability



References	Fil / Thread				Aiguille / Needle				s/a* d/a*
	USP	Metric	Couleur / Color	Lg cm	Type	Ø mm	Lg cm	Courbure/Curve	


SINUSORB® - Fil résorbable PGA (Boîte de 12) / Absorbable PGA thread (Box of 12)

8112	8/0	0,4		30	SP	0,20	6,4	3/8	d/a	
8109	8/0	0,4		30	TP	0,15	6,4	3/8	s/a	
8102	7/0	0,5		30	SP	0,20	6,4	3/8	s/a	
8111	7/0	0,5		45		0,20	6,4	3/8	d/a	
8114	6/0	0,7		45		0,24	6,4	3/8	d/a	
8127	6/0	0,7		30		0,24	6,4	1/2	d/a	
8105	6/0	0,7		45		0,24	8	1/2	s/a	
8107	6/0	0,7		45		0,24	8	1/4	d/a	
8117	6/0	0,7		45		0,33	8	1/4	d/a	
8118	6/0	0,7		45		0,33	8	3/8	d/a	
8139	6/0	0,7	45	0,33		8	1/4	d/a		
8108	6/0	0,7	Violet	45		RC	0,24	8	3/8	d/a
8138	6/0	0,7	Inc. / Undyed	45	RC	0,33	11	3/8	s/a	
8140	6/0	0,7	Violet	45	RC	0,33	11	3/8	d/a	
8133	6/0	0,7	Inc. / Undyed	45	RC	0,43	12	3/8	s/a	
8142	5/0	1	Inc. / Undyed	45	SP	0,33	8	1/4	d/a	
8120	5/0	1	Violet	45		0,33	8	1/4	d/a	
8123	5/0	1		45		0,38	8	1/4	d/a	
8136	5/0	1		30		0,43	12	3/8	d/a	
8128	5/0	1		45		0,43	16	3/8	s/a	
8130	5/0	1		45		RC	0,43	16	1/2	s/a
8132	4/0	1,5		45		RC	0,43	16	1/2	s/a
8131	4/0	1,5		45		RC	0,56	19	3/8	s/a

OPTIME® R - Fil résorbable rapide (Boîte de 36) / Rapid absorbable thread (Box of 36)

12S07A	6/0	0,7	Inc. / Undyed	75	RC	0,28	11	3/8	s/a
12S10B	5/0	1				0,43	13		
12S15D	4/0	1,5				0,48	13		
12S15E	4/0	1,5				0,58	16		
12S15F	4/0	1,5				0,58	19		
12S20E	3/0	2				0,58	16		
12S20F	3/0	2				0,58	19		


NYLON - Monofil de polyamide noir (Boîte de 12) / Black polyamid monofilament (Box of 12)

8409	6/0	0,7		45	RC	0,20	8	3/8	s/a
8555	6/0	0,7			RC	0,43	12	3/8	s/a
8520	5/0	1			SP	0,33	8	1/4	d/a
8552	5/0	1			RC	0,43	12	1/2	s/a
8553	5/0	1			RC	0,43	12	3/8	s/a
8556	5/0	1			RC	0,43	16	3/8	s/a
8522	4/0	1,5			SP	0,38	8	1/4	d/a
8443	4/0	1,5			RC	0,43	12	1/2	s/a
8554	4/0	1,5			RC	0,43	16	3/8	s/a


POLYPROPYLEN - Monofil de polypropylène bleu (Boîte de 12) / Blue polypropylene monofilament (Box of 12)

8711	6/0	0,7	Bleu / Blue	75	RC	0,33	10	3/8	d/a	
8712	6/0	0,7				75	0,43	16	3/8	s/a
8740	6/0	0,7				45	0,28	13	3/8	d/a
8710	5/0	1				75	0,43	16	3/8	s/a

SOIE - Tresse de soie noire cirée (Boîte de 12) / Black braided waxed silk (Box of 12)

8821	6/0	0,7		45	SP	0,24	6,4	3/8	d/a	
8815	6/0	0,7			75	SP	0,24	8	1/2	s/a
8816	6/0	0,7			45	SP	0,24	8	1/2	d/a
8801	6/0	0,7			30	RC	0,24	8	3/8	s/a
8819	6/0	0,7			45		0,43	12		s/a
8808	6/0	0,7			45		0,33	12		d/a
8818	5/0	1			45		12	d/a		
8802	4/0	1,5			45		12	s/a		
8813	4/0	1,5			45		12	d/a		
8803	4/0	1,5			75		TC	0,43		13
8814	4/0	1,5	70	RC	16		d/a			
8817	4/0	1,5	45	RC	16		s/a			
8805	4/0	1,5	45	TP	16		s/a			

PVDF - Monofil de PVDF bleu (Boîte de 12) / Blue PVDF monofilament (Box of 12)

8308	6/0	0,7		45	RC	0,43	12	1/2	s/a
8309	6/0	0,7					12	3/8	
8306	5/0	1					12	1/2	
8310	5/0	1					16	3/8	
8314	5/0	1					16	1/2	
8320	4/0	1,5					12	1/2	
8311	4/0	1,5					16	1/2	
8312	4/0	1,5					16	3/8	
8315	4/0	1,5					20	1/2	

Autres références : nous contacter  
Other reference: contact us

\*s/a : simple aiguille / single armed needle  
\*d/a : double aiguille / double armed needle

