


Kit per chirurgia estetica Silkann



La forma del foro laterale della cannula Sterimedix corrisponde al diametro della cannula per ottimizzare il controllo e il flusso del filler.



Foro laterale standard



pareti ultra sottili



pareti di una cannula standard



Gli aghi cannula Sterimedix Silkann sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Le cannule Silkann sono realizzate secondo i più alti standard per garantire un'esperienza di utilizzo che aiuti ad ottenere il miglior risultato possibile per i vostri pazienti.

Le cannule Silkann sono realizzate per garantire che il flusso di iniezione sia ideale per l'utente e il paziente.

Le cannule Silkann hanno un esclusivo connettore in policarbonato che presenta una filettatura per ridurre il rischio di distacco sotto pressione. Il connettore è compatibile con tutti i tipi di siringhe per filler. È presente inoltre un indicatore sul connettore per mostrare l'orientamento del foro laterale.

Le pareti ultra sottili della cannula Sterimedix aumentano il diametro interno della cannula e riducono le forze di iniezione.

La forma del foro laterale della cannula Sterimedix corrisponde al diametro della cannula per ottimizzare il controllo e il flusso del filler.

Nome Commerciale

Kit monouso per chirurgia estetica.

Indicazioni d'uso

Somministrazione, infiltrazione e riempimento a livello sottocutaneo.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Confezionamento primario = 1 pezzo. Ogni kit monouso è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Confezionamento secondario = Scatola da 25 o 40 pezzi.

A richiesta sono disponibili altri tipi di confezionamento secondario.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Kit per chirurgia estetica composto da:
• cannula monouso 22 gauge (0,70 mm) lunghezza 70 mm flessibile parete sottile foro laterale

SM1831A

AJ1831A

1133948/R

• ago monouso 21 gauge x 5/8" (0,81 x 16,00 mm) parete sottile

Kit per chirurgia estetica composto da:
• cannula monouso 22 gauge (0,70 mm) lunghezza 60 mm flessibile parete sottile foro laterale

SM1832A

AJ1832A

1133949/R

• ago monouso 21 gauge x 5/8" (0,81 x 16,00 mm) parete sottile

Kit per chirurgia estetica composto da:
• cannula monouso 22 gauge (0,70 mm) lunghezza 50 mm flessibile parete sottile foro laterale

SM1833A

AJ1833A

1133950/R

• ago monouso 21 gauge x 5/8" (0,81 x 16,00 mm) parete sottile

Kit per chirurgia estetica composto da:
• cannula monouso 23 gauge (0,64 mm) lunghezza 70 mm flessibile parete ultra sottile foro laterale

SM1840A

AJ1840A

1133951/R

• ago monouso 21 gauge x 5/8" (0,81 x 16,00 mm) parete sottile

Kit per chirurgia estetica composto da:
• cannula monouso 23 gauge (0,64 mm) lunghezza 50 mm flessibile parete ultra sottile foro laterale

SM1842A

AJ1842A

1133952/R

• ago monouso 21 gauge x 5/8" (0,81 x 16,0 mm) parete sottile

<p>Kit per chirurgia estetica composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cannula monouso 25 gauge (0,50 mm) lunghezza 50 mm flessibile parete ultra sottile foro laterale • ago monouso 23 gauge x 1/2" (0,64 x 12,7 mm) parete sottile 	SM1850A	AJ1850A	1133954/R
<p>Kit per chirurgia estetica in confezione singola sterile composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cannula monouso 25 gauge (0,50 mm) lunghezza 40 mm flessibile parete ultra sottile foro laterale • ago monouso 23 gauge x 1/2" (0,64 x 12,7 mm) parete sottile 	SM1851A	AJ1851A	1133956/R
<p>Kit per chirurgia estetica in confezione singola sterile composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cannula monouso 27 gauge (0,40 mm) lunghezza 40 mm flessibile parete ultra sottile foro laterale • ago monouso 25 gauge x 1/2" (0,50 x 12,7 mm) parete sottile 	SM1861A	AJ1861A	1133958/R
<p>Kit per chirurgia estetica in confezione singola sterile composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cannula monouso 30 gauge (0,30 mm) lunghezza 30 mm flessibile parete ultra sottile foro laterale • ago monouso 27 gauge x 1/2" (0,40 x 12,7 mm) parete sottile 	SM1870A	AJ1870A	1133960/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A019013

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



22 GAUGE CANNULA + 21 GAUGE PRE-HOLE NEEDLE



AJ 1831A	22g TW x 70mm	Straight dermal cannula with fine thread, two-start hub, closed end and single side port + 21g pre-hole needle	Box
			25



AJ 1832A	22g TW x 60mm	Straight dermal cannula with fine thread, two-start hub, closed end and single side port + 21g pre-hole needle	Box
			25



AJ 1833A	22g TW x 50mm	Straight dermal cannula with fine thread, two-start hub, closed end and single side port + 21g pre-hole needle	Box
			25

23 GAUGE CANNULA + 21 GAUGE PRE-HOLE NEEDLE



AJ 1840A	23g UTW x 70mm	Straight dermal cannula with fine thread, two-start hub, closed end and single side port + 21g pre-hole needle	Box
			25



AJ 1842A	23g UTW x 50mm	Straight dermal cannula with fine thread, two-start hub, closed end and single side port + 21g pre-hole needle	Box
			25

25 GAUGE CANNULA + 23 GAUGE PRE-HOLE NEEDLE




AJ 1850A	25g UTW x 50mm	Straight dermal cannula with fine thread, two-start hub, closed end and single side port + 23g pre-hole needle	Box
			25



AJ 1851A	25g UTW x 40mm	Straight dermal cannula with fine thread, two-start hub, closed end and single side port + 23g pre-hole needle	Box
			40

27 GAUGE CANNULA + 25 GAUGE PRE-HOLE NEEDLE



AJ 1861A	27g UTW x 40mm	Straight dermal cannula with fine thread, two-start hub, closed end and single side port + 25g pre-hole needle	Box
			40

30 GAUGE CANNULA + 27 GAUGE PRE-HOLE NEEDLE



AJ 1870A	30g UTW x 30mm	Straight dermal cannula with fine thread, two-start hub, closed end and single side port + 27g pre-hole needle	Box
			40